

センテナリアンでは、ご利用者様が安全に安心して過ごしていただけるための最新機器 離床センサー「ふむナール」を導入しました。

どんな機器？ 製品名の通り、センサーマットを足で踏むとコールが鳴る機器です。通常のコールボタンを押すことができない方や転倒リスクの高い方に使用します。

使用方法


ナースコール通報1

(離床センサー+ナースコール分配器)



ナースコール通報2

(離床センサー+エアコールSI(送信器)+
エアコールJO(受信器)+ナースコール分配器)



トクソー技研株式会社HPより

離床センサー「ふむナールLW」

ベッドの横に置くだけで、簡単にセットできる徘徊感知機器離床センサーです。病院や施設・在宅等で徘徊患者がベッドから離れる、転落事故等でマットを踏むとセンサーが検知して通報します。



品番	00127A00
価格	38,500円(税抜35,000円)

特長

- 工事などが不要で接続するだけでよく、設置が簡単です。
- 電源が不要なので、メンテナンスの必要がありません。
- エッジカバーを付け外周のめくれを防止した耐久構造。
- 防水構造ですので、水がかかっても安全です。
- 折りたたみ構造で持ち運び、収納にも便利です。

トクソー技研株式会社HPより